	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI) **เรื่อง :** แนวทางปฏิบัติงานเมื่อพบตัวบ่งชี้ (Indicator) ไม่ผ่าน	**หน้า :** 1 / 1 **รหัสเอกสาร :** WI-CSSD-000-022-02 **ทบทวนครั้งที่ :** 2 **วันที่ทบทวน :** 20 มีนาคม 2569
ชื่อหน่วยงาน : CSSD		**วันที่อนุมัติ :** 14 ก.ค. 2569
ผู้ตรวจสอบ : (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา) หัวหน้างานจ่ายกลาง		**ผู้อนุมัติ :** (นางกฤตพร เมืองพร้อม) รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานอุปกรณ์ที่ การทำให้ปราศจากเชื้อไม่สมบูรณ์
2. อุปกรณ์ได้รับการจัดการที่ถูกต้องและปลอดภัย

2. ขอบข่าย

เจ้าหน้าที่ CSSD และหน่วยงาน

3. ความรับผิดชอบ

บุคลากรในงาน CSSD และหน่วยงาน

4. รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติ กรณี Internal / External Indicator และ Biological Indicator ไม่ผ่าน

1. ไม่จ่ายเครื่องมือทั้งหมดในรอบนั้นไปยังห้องเก็บอุปกรณ์ปลอดเชื้อ
2. นำห่ออุปกรณ์ทั้งหมดไปแพ็คห่อตามกระบวนการใหม่ (Reprocessing)
3. ตรวจสอบเครื่อง หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข
4. หากเป็นการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีนึ่งไอน้ำ ให้ตรวจสอบ Bowies dick 3 รอบ และทำ BI เครื่องเปล่า 3 รอบ ถ้าผ่านทั้งหมด จึงใช้งานเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ wfh
5. บันทึกรายงาน ติดตามผล

5. เอกสารอ้างอิง

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย. (2561). แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์. สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย.

อะเคื้อ อุณหเลขกะ. (2555). หลักและแนวปฏิบัติในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ: Principles and guideline for disinfection and sterilization (พิมพ์ครั้งที่ 2). โรงพิมพ์มิ่งเมือง.