	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI) **เรื่อง :** การล้างสายและอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ด้วยเครื่องล้างสายอัตโนมัติ ขนาด 1200 ลิตร	**หน้า :** 1 / 1 **รหัสเอกสาร :** WI-CSSD-000-008-02 **ทบทวนครั้งที่ :** 2 **วันที่ทบทวน :** 20 มีนาคม 2569
ชื่อหน่วยงาน : CSSD		**วันที่อนุมัติ :** 14 ก.ค. 2569
ผู้ตรวจสอบ : (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา) หัวหน้างานจ่ายกลาง		**ผู้อนุมัติ :** (นางกฤตพร เมืองพร้อม) รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อขจัดสิ่งสกปรกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่บนสายและอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
2. เพื่อลดปริมาณอินทรีย์สาร ได้แก่ เลือด สารคัดหลั่งต่างๆ
3. เพื่อป้องกันการชำรดเสียหายของสายและอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ

2. ขอบข่าย

เจ้าหน้าที่ CSSD

3. ความรับผิดชอบ

บุคลากรในงาน CSSD (ห้องล้างเครื่องมือ/หัวหน้าทีมล้างเครื่องมือ)

4. รายละเอียด

1. บุคลากรสวมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน หมวก แว่นตา หน้ากากอนามัย เสื้อกันเปื้อน ถุงมือยาวหนา รองเท้าบูท
2. ถอดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่สามารถถอดได้ ล้างสิ่งปนเปื้อนที่ยังมองเห็นด้วยตาเปล่าออกในน้ำเปล่าเพื่อขจัดคราบสารคัดหลั่งหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนอุปกรณ์เครื่องมือ
3. อุปกรณ์ที่มีคราบฝังแน่นให้แช่ด้วย Enzymatic detergent (ตามคำแนะนำของบริษัท)
4. เปิดเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง ON รอจนกระทั่งหน้าจอแสดง แล้วนำอุปกรณ์ ประเภทสายเสียบใน Cart wash สำหรับล้างเครื่องสาย ปิดประตูให้สนิท
5. เลือกโปรแกรมการล้างสายให้ตรงกับประเภทและความต้องการ กดปุ่มสตาร์ทการทำงาน
6. เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม นำสายและอุปกรณ์ใส่ตะกร้าสะอาด แล้วนำส่งเข้าห้องจัดบรรจุทางช่องส่งผ่าน (Pass box)
7. กรณีเกิดความผิดพลาด เครื่องล้างมีการแจ้งเตือน ให้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามคำแนะนำในคู่มือเครื่องล้าง และหากไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งช่างศูนย์เครื่องมือแพทย์ประสานกับช่างบริษัทผู้ผลิตเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขซ่อมแซมต่อไป

5. เอกสารอ้างอิง

อะเคื้อ อุณหเลขกะ. (2555). หลักและแนวปฏิบัติในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ: Principles and guideline for disinfection and sterilization (พิมพ์ครั้งที่ 2). โรงพิมพ์มิ่งเมือง.

Namwiwat. (n.d.). คู่มือการใช้งานเครื่องล้างอัตโนมัติ Namwiwat รุ่น Clenex-1200L. Namwiwat.